




CHIRURGIE OUVERTE

BIPOLAIRES
MONOPOLAIRES

PINCES BIPOLAIRES À USAGE UNIQUE AVEC CORDON INTÉGRÉ



Produits

- **Stérile** ETO
- **Prêt à l'emploi**
- **Usage unique**
- **Double emballage** de stérilisation
- **Compatible** Valleylab, Lamidey, EMC et certains ERBE Vio en 28.5mm Utilisation avec adaptateur bipolaire pour ERBE 4mm et 22mm
- **Sécurité des branchements** - Conforme à la réglementation française

Pince bipolaire droite - Pointe mousse 0.7 mm

Référence	Longueur
MI P41011007	115 mm



Pince bipolaire droite - Pointe mousse 1 mm

Référence	Longueur
MI P41012010	150 mm



Pince bipolaire droite - Pointe mousse 1 mm

Référence	Longueur
MI P41014010	200 mm



Pince bipolaire coudée - Pointe mousse 1 mm

Référence	Longueur
MI P41012210	150 mm



Pince bipolaire baïonnette droite - Pointe mousse 1 mm


Référence	Longueur
MI P41018010	200 mm



Conditionnement : 10 pièces / boîte



PINCES BIPOLAIRES À USAGE UNIQUE



Produits

- **Stérile** EtO
- **Prêt à l'emploi**
- **Usage unique**
- **Double emballage** de stérilisation
- **Compatible** Valleylab, Lamidey, EMC et certains ERBE Vio en 28.5mm Utilisation avec adaptateur bipolaire pour ERBE 4mm et 22mm
- **Sécurité des branchements** - Conforme à la réglementation française

Pince bipolaire Mc Pherson coudée - Pointe 0.5 mm

Référence **Longueur**

P41510205 100 mm



Pince bipolaire Adson - Pointe 1 mm

Référence **Longueur**

P41531010 150 mm



Pince bipolaire coudée - Pointe 1 mm

Référence **Longueur**

P41514210 200 mm



Pince bipolaire coudée - Pointe 2 mm

Référence **Longueur**

P41514220 200 mm



Pince bipolaire baïonnette droite **non-stick** - Pointe 0.5 mm

Référence **Longueur**

P41520005NS 240 mm



Pince bipolaire coudée "type silver" **non-stick** - Pointe 1 mm*

Référence **Longueur**

P57014210NS 200 mm



Pince bipolaire coudée "type silver" **ultra non-stick** - Pointe 1 mm*

Référence **Longueur**

P57014210UNS 200 mm



*sans câble

Conditionnement : 10 pièces / boîte



PINCE MONOPOLAIRE À USAGE UNIQUE



Référence	Description	Largeur	Longueur	Pointe	Conditionnement
P35013410	Pince droite	15 mm	200 mm	1 mm	Double emballage - 10 pcs / boîte
P35013207D	Pince droite	7 mm	180 mm	0.7 mm	Double emballage - 10 pcs / boîte



CABLE BIPOLAIRE À USAGE UNIQUE

REF. P190165 D



Cable bipolaire 5 m
Instrument connecteur : 2 broches
Écartement fixe européen recommandé
Générateur connecteur : distance pin 29 mm

CABLE MONOPOLAIRE À USAGE UNIQUE

REF. P190255 D



Cable monopolaire 5 m
Instrument connecteur : 4 mm femelle
Générateur connecteur : standard 4 mm (banana plug)

YOUR PARTNER IN SURGERY SINCE 2003

INNOVATION AND QUALITY AT THE SERVICE OF SURGERY

+41 (0)22 743 24 10 • contact@reymedical.ch • www.reymedical.ch

The best technology available on the market, at the best price, at the right time