




PINCES BIPOLAIRES A USAGE UNIQUE AVEC CORDON INTEGRE



Produits

- **Stérile** EtO
- **Prêt à l'emploi**
- **Usage unique**
- **Double emballage** de stérilisation
- **Compatible** Valleylab, Lamidey, EMC et certains ERBE Vio en 28.5mm Utilisation avec adaptateur bipolaire pour ERBE 4mm et 22mm
- **Sécurité des branchements** - Conforme à la réglementation française

Pince bipolaire Mc Pherson coudée - Pointe mousse 0.5 mm

Référence **Longueur**

P41510205 100 mm



Pince bipolaire Adson - Pointe mousse 1 mm

Référence **Longueur**

P41531010 150 mm



Pince bipolaire coudée - Pointe mousse 2 mm

Référence **Longueur**

P41512220 150 mm



Pince bipolaire coudée - Pointe mousse 1 mm

Référence **Longueur**

P41514210 200 mm



Conditionnement : 10 pièces / boîte

REY MEDICAL SA: YOUR PARTNER IN SURGERY

• QUALITY • SECURITY • ECONOMY

Visit our website: www.reymedical.ch or call us: 022 743 24 10