

The New Option for Patient Safety

Trendelenburg Positioning Kit

The Pink Pad®, the safest and most-effective product for Trendelenburg positioning, is now available packaged with our One-Step™ Trendelenburg Arm Protectors to safeguard against pressure-related injuries of the arm and ulnar nerve and protect fingers during stirrup adjustments.



40581

The Pink Pad® & One-Step™
Trendelenburg Arm Protectors

- The Pink Pad®
- Lift sheet
- Set of body straps
- Pair of One-Step™ Trendelenburg Arm Protectors (Product #40418)




40580

The Pink Pad®

- The Pink Pad®
- Lift sheet
- Set of body straps

The Pink Pad®
Pigazzi Patient Positioning System



**Packaged
Together for
Efficiency
and Savings**

xodus
medical, inc.
Making Surgery Safer™

CE FDA REGISTERED
ISO 13485 CERTIFIED

xodusmedical.com/PinkPad

Pittsburgh, PA USA • Tel: 724-337-5500 • Fax: 724-337-0555
xodusmedical.com • info@xodusmedical.com

U.S. Patents:
8,464,720 and 8,511,314
Additional Patent Pending

CE ISO 13485 CERTIFIED
FDA REGISTERED

**MADE IN THE
USA**

XMBR - PP 002 REV 0; 5/19/14

REY MEDICAL SA: YOUR PARTNER IN SURGERY

• **QUALITY** • **SECURITY** • **ECONOMY**

Visit our website: www.reymedical.ch or call us: 022 743 24 10

Der Pink Pad® / Wichtigste Leistungsmerkmale und Vorteile

Seit der Markteinführung des Pink Pad im März 2012 bewertet der Grossteil der Anwender dieses Produkt als die bevorzugte Lösung für die Lagerung der Patienten auf dem OP-Tisch in Trendelenburg-Position. Die nachfolgende Liste stellt eine Zusammenfassung der von den Kunden am meisten genannten Vorteile dar. Diese stellen überzeugende Argumente dar welche den Pink Pad zum “Standard of care” für die Lagerung der Patienten auf dem OP-Tisch in Trendelenburg-Position etabliert haben.

Hintergrund

- Der Pink Pad wurde über ein Jahr lang von namhaften Chirurgen der roboterunterstützten kolorektalen Chirurgie der University of Irvine, California, entwickelt.
- Der Pink Pad wurde ausschliesslich für Eingriffe entwickelt, die in Trendelenburg-Position durchgeführt werden.
- Das Material des Pink Pad wurde für den direkten Hautkontakt konzipiert und bietet hervorragenden Schutz der Haut sowie von Nervenplexen (Plexus brachialis) die bei einem Eingriff in Trendelenburg-Position speziell exponiert sind.
- Der Pink Pad von Xodus Medical verfügt in den USA über 2 Patente. Weitere sind eingereicht. Der Pink Pad hat sich klinisch weltweit in über 250'000 Interventionen mit grossem Erfolg bewährt, was von den Ärzten sowie dem OP-Pflegepersonal anerkannt wird.

Sicherheit

- Das Material des Pink Pad verfügt über einen hohen Reibungskoeffizienten mit einzigartigen anti-rutsch Eigenschaften für die Lagerung in extremer Trendelenburg-Position bei gleichzeitiger Reduktion / Elimination von Scherkräften auf der Haut.
- Das Material des Pink Pad mit seinem “Memory Effekt” wurde speziell für den direkten Hautkontakt entworfen. Der hochwertige Schaumstoff passt sich optimal an die individuellen Anatomien der Patienten an.
- Die Eigenschaften des Materials des Pink Pad schützen die Haut und das subkutane Gewebe bei Eingriffen von bis zu 18 Stunden Dauer gegen sämtliche bekannten Komplikationen, die durch Druckstellen, Nässe oder Feuchtigkeit hervorgerufen werden können.
- Das Material des Pink Pad wurde gezielt so ausgelegt, dass weder Kopf- Nacken oder Schulterbereich irgendwelchem Druck ausgesetzt sind. Somit wird potentiellen Verletzungen des plexus brachialis vorgebeugt.
- Das Design des Pink Pad wurde so gestaltet, um während des Eingriffes die ordnungsgemässe anatomische Ausrichtung von Kopf, Nacken, Schultern und den Armen zu respektieren, was bei Produkten des Mitbewerbs nicht der Fall ist.

Effektivität

- Die bewährten Sicherheitsmerkmale des Pink Pad haben diese Lösung während des mehrjährigen Einsatzes zum “Standard of care” für chirurgische Eingriffe in Trendelenburg-Position etabliert.
- Die im Pink Pad integrierten Velcro-Bänder stellen eine zusätzliche Sicherheit dar welche die absolut rutschfeste Eigenschaft des patentierten Schaumstoffes sekundiert. Primär verhindert der hohe Reibungskoeffizient das Rutschen der Patienten auf dem Pink Pad sowie desselben auf dem OP-Tisch.
Bei anderen Produkten wird die Rutschfestigkeit primär durch die seitlichen Befestigungsbänder angestrebt, was nicht der Philosophie des Pink Pad entspricht.
- Der Pink Pad hat sich auch bei Patienten mit hohem BMI und Körpergewicht ausgezeichnet bewährt.

Einfache Installation und Anwendung

- Rasche und einfache Installation in weniger als 1 Minute.
- Einfache Anpassung der Position nach der Intubation mittels mitgeliefertem Mobilisationstuch.
- Die Länge des Mobilisationstuches erlaubt eine optimale Fixation der Arme, speziell in Kombination mit den One-Step Arm Protektoren.
- Kompaktes Design erlaubt ein effizientes Arbeiten am OP-Tisch und reduziert Abfall.
- Optimierte Dimensionen reduzieren a) den Bedarf an Lagerfläche und b) Lagerhaltungskosten.

REY MEDICAL SA: YOUR PARTNER IN SURGERY

• **QUALITY** • **SECURITY** • **ECONOMY**

Visit our website: www.reymedical.ch or call us: 022 743 24 10